



### Biogal – Galed Labs

Fundada em 1986, a Biogal–Galed Labs está na vanguarda das inovações em diagnósticos veterinários. Veterinários e laboratórios especializados utilizam nossos desenvolvimentos inovadores e ferramentas de diagnóstico que salvam vidas de animais de companhia e de produção.

Nossa missão é capacitar os veterinários a melhorar a saúde de seus pacientes, oferecendo kits de testes diagnósticos revolucionários.

Acreditamos que testes diagnósticos precisos, fáceis de usar e acessíveis devem estar ao alcance de todo veterinário.



Para mais informações,  
escaneie o código QR ou  
entre em contato pelo  
site [www.biogal.com](http://www.biogal.com)

[www.biogal.com](http://www.biogal.com)

**Biogal Galed Labs - 2023**, Kibbutz Galed, 1924000Israel  
Telefone: + 972 (0)4 9898605 — E-mail: [info@biogal.com](mailto:info@biogal.com)

## BIOGAL POINT-OF-CARE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS

- + Sorologia / Teste de titulação de anticorpos
- + Detecção Molecular / PCR
- + Imunocromatografia

09001039 v1 18.09.23



YOUR  
DIAGNOSTIC  
COMPANION

# Biogal Soluções Diagnósticas

**VACCICheck**<sup>®</sup>  
by Biogal Galed Labs.

+

## Sorologia

Kits dot-ELISA

Titulação de Anticorpos



Hepatite Infecciosa  
Parvovirose  
Cinomose



Panleukopenia  
Herpesvirus  
Calicivirus

**ImmunoComb**<sup>®</sup>  
by Biogal Galed Labs.

+

## Sorologia

Kits dot-ELISA



Parvovirus & Cinomose IgM  
Ehrlichia IgG  
Leptospira IgG  
Brucella canis



Toxoplasma &  
Chlamydomphila  
Coronavirus (FCoV)

**PCRun**<sup>®</sup>  
by Biogal Galed Labs.

+

## Molecular

Kits PCR



Babesia Species  
Pathogenic Leptospira  
Ehrlichia  
Anaplasma  
Babesia canis  
Babesia gibsoni  
Parvovirus  
Leishmania  
Cinomose RNA  
QUATTRO Tick-Borne



Parvovirus  
Mycoplasma  
Leukemia Virus

**ImmunoRun**<sup>®</sup>  
by Biogal Galed Labs.

+

## Testes Rápidos

Ensaio Imunocromatográficos



Giardia  
Parvovirus  
Cinomose  
Dirofilária  
Crypto/Giardia  
Corona  
Parvo/Corona  
Parvo/Corona/Giardia  
Leishmania infantum  
Ehrlichia canis



Giardia  
Parvovirus  
Crypto/Giardia  
Corona  
Parvo/Corona  
Parvo/Corona/Giardia  
FeLV/FIV  
FeLV  
FIV

# Valide a proteção do seu paciente

**VACCI**Check<sup>®</sup>  
by **Biogal** Gated Labs.



Escanear QR

12 & 120 tests

## Método Diagnóstico: Sorologia dot-ELISA

Um teste preciso e seguro de titulação de anticorpos IgG por dot-ELISA, que verifica a proteção imunológica em cães e gatos em relação a três vacinas essenciais.

## Indicações de Uso:

- Auxilia o veterinário a determinar se animais adultos, idosos, imunocomprometidos ou com doenças crônicas devem receber a vacina de reforço.
- Verifica a resposta à vacina após o primeiro ciclo de vacinação em filhotes de cães e gatos.
- Testa animais com histórico vacinal desconhecido.
- Ajuda no manejo de surtos em abrigos e criadouros.



Resultado em 23 minutos



Fácil de usar



Comprovação científica



Custo benefício



Preciso resultados semi-quantitativos



Confiável



Alta sensibilidade e especificidade



- Hepatite Infecciosa
- Parvovirose
- Cinomose



- Panleukopenia
- Herpesvirus
- Calicivirus

# Avaliação dos níveis de anticorpos com testes sorológicos “point-of-care”

12 & 120 tests

ImmunoComb<sup>®</sup>  
by Biogal Galed Labs.



Escanear QR

## Método Diagnóstico: Sorologia dot-ELISA

Um teste sorológico dot-ELISA confiável e versátil, que avalia os níveis de anticorpos para doenças infecciosas em animais de companhia e de produção.

Ampla portfólio e resultados rápidos.

Os testes ImmunoComb proporcionam um diagnóstico mais preciso, auxiliando no prognóstico e em um tratamento mais rápido e eficaz.



## Benefícios:



Resultados em 23 minutos



Fácil de usar



Comprovação científica



Custo benefício



Preciso resultados semi-quantitativos



Confiável



Alta sensibilidade e especificidade



- Parvovirose & Cinomose IgM
- Ehrlichia IgG
- Leptospira IgG
- Brucella canis



- Toxoplasma & Chlamydomphila
- Coronavirus (FCoV)



- IBD-ND-IB
- Mycoplasma Mg-Ms-Mm



- Brucella abortus
- Leptospira
- Neosporose

# Kit de detecção molecular desenvolvido para facilitar o diagnóstico por PCR



Escanear QR

4, 8, 16 & 48 tests

**Método Diagnóstico:** Detecção Molecular DNA & RNA

## Indicações de Uso:

PCRrun® é um método isotérmico de amplificação molecular que é mais rápido, mais acessível e com melhor custo-benefício que a PCR convencional.

Com alta sensibilidade e especificidade, oferece ao veterinário confiança na análise dos resultados.



## Benefícios:



Resultados em 75 minutos



10 minutos de trabalho prático



Fácil de ler os resultados



Detecção de infecções agudas em animais de companhia



Não requer equipamentos caros



Requer treinamento mínimo



Pode ser usado no conforto da sua clínica



Comprovação científica



- Babesia Species
- Pathogenic Leptospira
- Ehrlichia
- Anaplasma
- *Babesia canis*
- *Babesia gibsoni*
- Parvovirus
- Leishmania
- Cinomose RNA
- QUATTRO Tick-Borne



- Parvovirus
- Mycoplasma
- Leukemia Virus

# Ensaio qualitativo no "point-of-care" para diagnóstico rápido e preciso

**ImmunoRun**  
by Biogal Galed Labs.



Escanear QR

5 & 50 tests

## Método Diagnóstico: Ensaio Imunocromatográfico – Testes Rápidos

Com a nova adição dos painéis ImmunoRun da Biogal, é possível realizar um diagnóstico diferencial entre doenças infecciosas com sinais clínicos semelhantes.

A praticidade no uso e na apresentação dos produtos proporciona um diagnóstico mais rápido e preciso, além de um plano de tratamento eficiente, aumentando as chances de um prognóstico melhor em um período menor.



Resultados rápidos  
10 minutos



Simple de usar



Alta especificidade  
e sensibilidade



Painéis



Comprovação  
científica



- Giardia
- Parvovirose
- Cinomose
- Dirofilária
- Crypto/Giardia
- Corona
- Parvo/Corona
- Parvo/Corona/Giardia
- Leishmania infantum
- Ehrlichia canis



- Giardia
- Parvovirose
- Crypto/Giardia
- Corona
- Parvo/Corona
- Parvo/Corona/Giardia
- FeLV/FIV
- FeLV
- FIV