

BIOGAL POINT-OF-CARE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS

- + Sorologia / Teste de titulação de anticorpos
- + Detecção Molecular / PCR
- + Imunocromatografia



Biogal Galed Labs.

YOUR
DIAGNOSTIC
COMPANION

Biogal Soluções Diagnósticas



Sorologia Kits dot-ELISA Titulação de Anticorpos



Hepatite Infecciosa
Parvovirose
Cinomose



Panleukopenia
Herpesvirus
Calicivirus



Sorologia Kits dot-ELISA



Parvovirus&Cinomose IgM
Ehrlichia IgG
Leptospira IgG
Brucella canis IgG



Toxoplasma &
Chlamydomphila IgG
Coronavirus (FCoV)- PIF IgG



Molecular Kits PCR



Babesia Species
Pathogenic Leptospira
Ehrlichia
Anaplasma
Babesia canis
Babesia gibsoni
Parvovirus
Leishmania
Cinomose RNA
QUATTRO Tick-Borne



Parvovirus
Mycoplasma
Leukemia Virus



Testes Rápidos

Ensaio Imunocromatográficos



Giardia
Parvovirus
Cinomose
Dirofilária
Crypto/Giardia
Corona
Parvo/Corona
Parvo/Corona/Giardia
Leishmania infantum
Ehrlichia canis



Giardia
Parvovirus
Crypto/Giardia
Corona
Parvo/Corona
Parvo/Corona/Giardia
FeLV/FIV
FeLV
FIV

Valide a proteção do seu paciente

12 & 120 testes

Método Diagnóstico: Sorologia dot-ELISA

Um teste preciso e seguro de titulação de anticorpos IgG por dot-ELISA, que verifica a proteção imunológica em cães e gatos em relação a três vacinas essenciais.

Indicações de Uso:

- Auxilia o veterinário a determinar se animais adultos, idosos, imunocomprometidos ou com doenças crônicas devem receber a vacina de reforço.
- Verifica a resposta à vacina após o primeiro ciclo de vacinação em filhotes de cães e gatos.
- Testa animais com histórico vacinal desconhecido.
- Ajuda no manejo de surtos em abrigos e criadouros.



**Resultado
em 23 minutos**



Fácil de usar



Comprovação
científica



Custo
benefício



Resultados
semi-quantitativos
precisos



Confiável



Alta sensibilidade
e especificidade



Scan QR



- ▶ Hepatite Infecçiosa
- ▶ Parvovirose
- ▶ Cinomose



- ▶ Panleukopenia
- ▶ Herpesvirus
- ▶ Calicivirus

Avaliação dos níveis de anticorpos com testes sorológicos “point-of-care”

12 & 120 testes

Método Diagnóstico: Sorologia dot-ELISA

Um teste sorológico dot-ELISA confiável e versátil, que avalia os níveis de anticorpos para doenças infecciosas em animais de companhia e de produção.

Ampla portfólio e resultados rápidos.

Os testes ImmunoComb proporcionam um diagnóstico mais preciso, auxiliando no prognóstico e em um tratamento mais rápido e eficaz.

Benefícios:



**Resultados
a partir de 23 minutos**



Fácil de usar



**Comprovação
científica**



**Custo
benefício**



**Resultados
semi-quantitativos
precisos**



Confiável



**Alta sensibilidade
e especificidade**

ImmunoComb®
by **Biogal** Galed Labs.



Scan QR



- ▶ Parvovirose & Cinomose IgM
- ▶ Ehrlichia IgG
- ▶ Leptospira IgG
- ▶ Brucella canis IgG



- ▶ Toxoplasma & Chlamydomphila IgG
- ▶ Coronavirus (FCoV) PIF IgG



- ▶ IBD-ND-IB Mycoplasma
- ▶ Mg-Ms-Mm



- ▶ Brucella abortus
- ▶ Leptospira
- ▶ Neospora

Kit de detecção molecular desenvolvido para facilitar o diagnóstico por PCR

— 4, 8, 16 & 48 testes

Método Diagnóstico: Detecção Molecular DNA & RNA

Indicações de Uso:

PCRrun® é um método isotérmico de amplificação molecular que é mais rápido, mais acessível e com melhor custo-benefício que a PCR convencional.

Com alta sensibilidade e especificidade, oferece ao veterinário confiança na análise dos resultados.

Benefícios:



Resultados em 75 minutos



10 minutos de trabalho prático



Fácil de ler os resultados



Detecção de infecções agudas em animais de companhia



Não requer equipamento caros



Requer treinamento mínimo



Pode ser usado no conforto da sua clínica



Comprovação científica



Scan QR



- Babesia Species
- Pathogenic Leptospira
- Ehrlichia
- Anaplasma
- *Babesia canis*
- *Babesia gibsoni*
- Parvovirus
- Leishmania
- Cinomose RNA
- QUATTRO Tick-Borne



- Parvovirus
- Mycoplasma
- Leukemia Virus

Ensaio qualitativo “point of care” para diagnóstico rápido e preciso

5 & 50 testes

Método Diagnóstico: Ensaio Imunocromatográfico – Testes Rápidos

Com a nova adição dos painéis ImmunoRun da Biogal, é possível realizar um diagnóstico diferencial entre doenças infecciosas com sinais clínicos semelhantes.

A praticidade no uso e na apresentação dos produtos proporciona um diagnóstico mais rápido e preciso, além de um plano de tratamento eficiente, aumentando as chances de um prognóstico melhor em um período menor.



Resultados rápidos
10 minutos



Simples
de usar



Alta especificidade
e sensibilidade



Painéis



Comprovação
científica

Immuno^{Run}

by Biogal Galed Labs.



Scan QR



- Giardia
- Parvovirose
- Cinomose
- Dirofilária
- Crypto/Giardia
- Corona
- Parvo/Corona
- Parvo/Corona/Giardia
- Leishmania infantum
- Ehrlichia canis



- Giardia
- Parvovirose
- Crypto/Giardia
- Corona
- Parvo/Corona
- Parvo/Corona/Giardia
- FeLV/FIV
- FeLV
- FIV



Biogal – Galed Labs

Fundada em 1986, a Biogal–Galed Labs está na vanguarda das inovações em diagnósticos veterinários. Veterinários e laboratórios especializados utilizam nossos desenvolvimentos inovadores e ferramentas de diagnóstico que salvam vidas de animais de companhia e de produção.

Nossa missão é capacitar os veterinários a melhorar a saúde de seus pacientes, oferecendo kits de testes diagnósticos revolucionários.

Acreditamos que testes diagnósticos precisos, fáceis de usar e acessíveis devem estar ao alcance de todo veterinário.



Para mais informações,
escaneie o código QR ou
entre em contato pelo site
www.biogal.com



Distribuidor Exclusivo no Brasil
VP Diagnóstico
Tel: +55 (41) 3434 2721
Site: www.vpdiagnostico.com.br
Email: info@vpdiagnostico.com.br

Biogal Galed Labs - Kibbutz Galed, 1924000Israel

Tel: +972 (0)4 9898605

E-mail: info@biogal.com